

Gebrauchsanleitung

Rollator Aluminium

Art.-Nr. 11447 000

PZN 04608572

HMV-Nr. 10.50.04.1201



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation/Kontraindikation

Der Rollator unterstützt bewegungseingeschränkte Personen, z. B. Personen mit Gehbehinderung oder stark eingeschränkter Gehausdauer, in ihrer Mobilität und ermöglicht ihnen so einen größeren Aktionsradius. Durch Bewegung werden Kreislauf, Koordination, Balance und das Wohlbefinden positiv beeinflusst.

Dieser Rollator ist sowohl für den Gebrauch in geschlossenen Räumen als auch im Freien konstruiert. Er ist mit einem abnehmbaren Korb und einem Tablett ausgerüstet. Für kurze Pausen bietet der Rollator ein Sitzbrett und eine Rückenlehne. Er ist faltbar und dadurch handlich und platzsparend bei Ausflügen und Reisen zu transportieren. Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können.

! Sicherheitshinweise !

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Fachhändler, ob dieser Rollator für Sie und Ihre Bedürfnisse geeignet ist.
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn er sich in einwandfreiem Zustand befindet und die Faltsicherung sicher eingerastet ist. Prüfen Sie dazu vor jedem Fahrtantritt die folgenden Punkte:
 - sind alle Schrauben fest angezogen
 - sind die Radoberflächen intakt
 - sind die Feststellschrauben fest angezogen
 - ist die Faltsicherung korrekt eingerastet
 - funktionieren die Bremsen sowohl als Feststellbremse wie auch als Betriebsbremse
 - weisen der Rahmen, die Lackierung und die Schweißnähte keinen offensichtlichen Verschleiß auf
 - sind Räder und Radgabeln frei von Verschmutzungen und lassen sich leichtgängig drehen
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Faltsicherung unter dem Sitz hör- und fühlbar eingerastet ist.
- Aktivieren Sie immer die Feststellbremse, wenn Sie anhalten oder den Rollator abstellen. Betätigen Sie die Betriebsbremse immer langsam, gleichmäßig und beidseitig.
- Durch die Abnutzung der Reifenoberfläche kann die Bremswirkung reduziert werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Bremswirkung der Bremsen.
- Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund benutzt werden. Auf schmutzigem, nassem, frostigem oder schneebedecktem Untergrund besteht Rutschgefahr! Die Bremswirkung ist ebenfalls eingeschränkt. Stellen Sie sich in Ihrem Fahr- und Geverhalten auf diese Gefahren ein.
- Auf glatten Oberflächen, wie zum Beispiel Fliesen, Steinfußböden, PVC etc. können die Räder beim Bremsen unter Umständen blockieren. Prüfen Sie daher vorsichtig das Bremsverhalten Ihres Rollators auf diesen Böden und stellen Sie sich in Ihrem Fahr- und Geverhalten darauf ein. Wenn Sie sich auf den Rollator setzen möchten, sollten Sie sich ebenfalls vergewissern, dass die Räder bei angezogenen Bremsen genügend Halt auf dem Untergrund haben und der Rollator nicht wegrutschen kann.
- Der Rollator darf nicht als Stütze beim Aufrichten aus der Hocke oder dem Sitzen benutzt werden!
- Die maximal zulässige Belastung des Rollators beträgt 120 kg. Diese beinhaltet die max. Gepäckzuladung von 10 kg im Korb.
- Der im Lieferumfang enthaltene Korb ist für eine max. Gepäckzuladung von 15 kg ausgelegt. Der Korb darf nicht überladen werden. Benutzen Sie ausschließlich den Korb für den Transport von Gegenständen.
- Der Rollator darf nicht außerhalb seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder zum Transport von Gegenständen oder Personen verwendet werden. In dem dafür vorgesehenen Korb dürfen max. 15 kg transportiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Handgriffe auf die für den Anwender richtige Höhe eingestellt sind, um Fehlbelastungen oder Stürze zu vermeiden. Halten Sie immer beide Handgriffe, Sie könnten sonst das Gleichgewicht verlieren. Gehen Sie zwischen den Handgriffen. Achten Sie beim Gehen darauf, mit den Füßen nicht gegen die Räder oder die Stufenhilfe zu stoßen.
- Achten Sie darauf nicht mit der Hand oder Kleidung in die beweglichen Teile des Rollators zu kommen! Seien Sie besonders vorsichtig beim Auf- und Zusammenfallen des Rollators. Dies gilt insbesondere für Scharniere unter dem Sitz.
- Mit dem Rollator sollte der Gehweg benutzt werden. Der Rollator darf nicht im fließenden Verkehr verwendet werden. Für Ihre persönliche Sicherheit im Straßenverkehr empfiehlt es sich, neben den bereits an allen vier Seiten am Rollator befestigten Reflektoren, zusätzliche Reflektoren an der Kleidung zu tragen.
- Bei der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht auf dem Rollator sitzen. Stellen Sie den Rollator mit festgestellter Bremse so ab, dass er nicht umfallen oder wegrollen kann. Suchen Sie sich einen naheliegenden Sitzplatz.
- Wenn Sie (Straßenbahn-)Schienen überqueren müssen, fahren Sie möglichst im rechten Winkel und zügig darüber hinweg. Achten Sie darauf, dass sich die Räder nicht in den Schienen verhaken. Die Räder können sich in Gitterrosten, Rinnen oder Bodenunebenheiten verklemmen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Hindernisse jeglicher Art.
- Seien Sie vorsichtig in der Nähe von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Rollator spielen!
- Hängen Sie keine Taschen oder Beutel an die Handgriffe, das Gleichgewicht des Rollators kann dadurch beeinträchtigt werden.
- Nehmen Sie keine Einstellungen oder Veränderungen vor, die die konstruktionsbedingte Sicherheit beeinträchtigen. Der Austausch von Bauteilen, wie z. B. Rädern, Griffen oder Bremszügen, darf nur durch den Fachhändler erfolgen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör. Beachten Sie dazu auch die Gebrauchsanleitung zum jeweiligen Zubehör.
- Tragen oder ziehen Sie den Rollator nicht an den Bremszügen.
- Bei starker Sonneneinstrahlung können sich Teile vom Rollator, z. B. Handgriffe oder Sitz, erhitzen. In diesen Fällen sollte Hautkontakt vermieden werden, um Verbrennungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, Ihren Rollator abzudecken oder an einer schattigen Stelle abzustellen.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den Metallteilen des Rollators, wenn dieser längere Zeit tiefen Temperaturen ausgesetzt war, um eventuellen Erfrierungen vorzubeugen.
- Halten Sie den Rollator von offenen Flammen fern.
- Vermeiden Sie den Zusammenstoß des Rollators mit Türrahmen, Möbelstücken u. ä. Prüfen Sie den sicheren Stand des Rollators im abgestellten Zustand. Ein Umfallen des Rollators kann zu Beschädigungen an Rahmen, Verbindungselementen und Schweißnähten führen.

- Vermeiden Sie die Belastung des gefalteten Rollators! Rahmen, Verbindungselemente und Schweißnähte könnten dadurch beschädigt werden.
- Benutzen Sie den Rollator nicht auf (Roll-)Treppen.
- Stellen Sie sich nicht auf den Rollator!
- Stützen Sie sich nicht auf die Bremshebel!
- Bei Unsicherheiten oder offenen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf mögliche Transportschäden. Achten Sie dabei besonders auf intakte Räder bzw. Radaufhängungen, Schraub- und Kunststoffverbindungen sowie Bremskabel.


Der Rollator wird bereits vormontiert geliefert. Vor der Inbetriebnahme ist die Bremsfunktion zu überprüfen, ggf. muss diese nachjustiert werden. Die Handgriffe sind auf die für den Anwender passende Höhe einzustellen. Das Verpackungsmaterial bitte ordnungsgemäß entsorgen.

Lieferumfang

Rollator, Rückenlehne, Tablett, Korb, Stockhalter

Bestandteile:

1. Bremshebel
2. Feststellschraube
3. Tablett
4. Stockhalter
5. Bremsbacke
6. Hinterrad mit Bremseinrichtung
7. Lenkstange mit Handgriff
8. Rückenlehne
9. Clips
10. Sitzbrett
11. Reflektoren
12. Korb
13. Vorderrad, lenkbar



Montage

1. Stellen Sie den Rollator vor sich auf und drücken Sie das Sitzbrett herunter, bis die Faltsicherung einrastet (Abb. 1). Sollten die Bremshebel festgestellt sein, lösen Sie diese zuerst. Führen Sie die Lenkstangen mit Handgriffen in das Gestellrohr (Abb. 2). Achten Sie dabei darauf, dass die Bremskabel nicht verdreht sind.
2. Stellen Sie die Handgriffe auf die richtige Höhe für den Anwender ein. Sie kann durch Hineinschieben und Herausziehen der Lenkstangen angepasst werden. Bei aufrechter Haltung des Anwenders sollten die Handgriffe auf Höhe der Handgelenke eingestellt werden.
3. Stecken Sie zum Fixieren der Handgriffe die Feststellschraube von innen nach außen durch das Gestellrohr. Der Schraubenkopf fügt sich in die Öffnung im Rahmen ein. Legen Sie die Unterlegscheibe auf und ziehen Sie die Sternschraube fest an (Abb. 3 + 4).
4. Die Rückenlehne können Sie in die Rohraufsätze an der Vorderseite des Rollators stecken. Mit den beiliegenden Clips können Sie sie fixieren (Abb. 5–8).
5. Den Korb hängen Sie mit den Haken an der Querstange unterhalb des Sitzbrettes auf. Mit der Unterseite liegt er auf der vorderen Querstange auf (Abb. 9).
6. Stecken Sie das Tablett mit den »Füßchen« auf der Unterseite in die Löcher im Sitzbrett (Abb. 9).



Anwendung

Auseinanderfalten/Zusammenfalten

- Achten Sie darauf, dass beim Auseinander- und Zusammenfalten keine Bekleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden. Zum Auseinanderfalten drücken Sie das Sitzbrett nach unten bis die Faltsicherung einrastet (Abb. 10).
- Zum Zusammenfalten stellen Sie als erstes die Bremsen fest, wie unter »Bremsfunktion« beschrieben, damit der Rollator nicht wegrollen kann. Entfernen Sie den Korb und das Tablett. Lösen Sie die Faltsicherung unter dem Sitzbrett, indem Sie durch die Grifföffnung im Sitzbrett fassen. Ziehen Sie dabei den roten Hebel unterhalb des Brettes an und ziehen Sie beides nach oben (Abb. 11). Dabei faltet sich der Rollator zusammen. Sie haben den Rollator komplett zusammengefaltet, wenn Vorderrad und Hinterrad fast parallel nebeneinander stehen.




Abb. 10



Abb. 11

Bremse

Die eingebaute Bremse funktioniert als Betriebsbremse zum Abbremsen während der Fahrt. Während der Rollator abgestellt wird, lässt sich die Feststellbremse nutzen.

1. Die Geschwindigkeit wird durch das Anziehen des Bremshebels nach oben verringert (Betriebsbremse) (Abb. 13).
2. Die Feststellbremse wird durch das Niederdrücken des Bremshebels bis zum Einrasten aktiviert (Abb. 12).
3. Die Verriegelung der Feststellbremse wird aufgehoben, indem der Bremshebel nach oben gezogen wird.
4. Der Rollator sollte nicht mit angezogener Betriebs- oder Feststellbremse geschoben werden. Wird der Rollator mit angezogener Betriebs- oder Feststellbremse geschoben, können Reifen und Bremsen besonders stark abnutzen und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
5. Kontrollieren Sie regelmäßig die Bremsfunktion. Wir empfehlen eine Prüfung vor jeder Fahrt. Der Rollator darf nicht mit beschädigten Bremsen oder beschädigten Rädern verwendet werden.




Abb. 12




Abb. 13

Bremseinstellung (Abb. 14)

Bei nachlassender Bremskraft durch Abnutzung der Räder kann die Bremsbacke justiert werden. Die Bremse muss so eingestellt werden, dass beide Räder gleichmäßig abbremsen. Der Abstand zwischen Bremsbacke und Radoberfläche sollte ca. 2 mm betragen. Nach einem Austausch der Räder muss die Bremseinstellung ebenfalls geprüft und bei Bedarf neu justiert werden.

1. Lösen Sie die Kontermutter.
2. Stellen Sie die Bremskraft ein, indem Sie den Seilzugspanner nach innen oder außen drehen.
3. Kontrollieren Sie die Bremsfunktion, indem Sie die Räder drehen und die Bremshebel bedienen. Die Räder sollten frei drehen, aber beim Bremsen sofort stoppen. Bei festgestellter Bremse dürfen sich die Räder nicht bewegen lassen.
4. Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest an.
5. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich zur korrekten Einstellung der Bremse bitte an Ihren Fachhändler.




Abb. 14

Korb

Der Korb bietet die Möglichkeit, Ihre Einkäufe komfortabel zu transportieren. Sie können ihn mit den Haken an der Querstange unterhalb des Sitzbrettes aufhängen. Mit der Unterseite liegt er auf der vorderen Querstange auf (Abb. 9).

Achtung: Benutzen Sie den Korb nur zum Transport von Gegenständen und beladen Sie ihn nur mit einem Gewicht bis max. 15 kg!

Tablett

Das Tablett wird mit den »Füßchen« in die Löcher des Sitzbrettes gesteckt. Es dient nur zur Ablage von kleinen Gegenständen. Legen Sie keine heißen, spitzen oder schweren Gegenstände darauf.

Achtung: Das Tablett darf nicht als Sitz verwendet werden!

Rückenlehne

Die Rückenlehne können Sie in die Rohraufsätze an der Vorderseite des Rollators stecken. Mit den beiliegenden Clips können Sie sie fixieren (Abb. 5-8).

Die Rückenlehne dient zur Unterstützung beim Sitzen und ermöglicht eine bequeme Sitzhaltung während der Ruhepause. Lehnen Sie sich immer langsam und gleichmäßig dagegen. Hängen Sie keine Jacken oder Taschen darüber.


Allgemeine Pflege und Wartung

Rollator

Der Rollator kann zur Entfernung von Verunreinigungen mit lauwarmem Wasser, neutralen, handels- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gesäubert und danach abgespült und getrocknet werden. Es darf kein Wasser in die Rohre gelangen. Trocknen Sie den Rollator nach der Reinigung oder nach Regen gründlich mit einem trockenen, sauberen Tuch.

Reinigen Sie auch regelmäßig die Bremsbacken und die Federn. Keine scheuernden, ätzenden oder bleichenden Reinigungsmittel einsetzen. Nutzen Sie für die Reinigung keine Metallbürsten oder sonstige scharfkantige Reinigungshilfen. Weiterführende Reinigungshinweise für den Wiedereinsatz und vor einem Patientenwechsel finden Sie unter dem Punkt Hygieneplan.

Verwenden Sie den Rollator nicht bei Temperaturen unter -35 °C und über $+60\text{ °C}$.



Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Es ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhändler auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben. Fordern Sie unsere Hygiene- und Wartungshinweise an.

Lassen Sie Ihren Rollator in regelmäßigen Abständen von Ihrem Fachhändler warten. Er wird einen eventuellen Verschleiß feststellen und ggf. Bauteile austauschen. Falls Ihnen bei der regelmäßigen Überprüfung der Bremskraft der Bremsen Ihres Rollators Fehler auffallen, wenden Sie sich umgehend vertrauensvoll an Ihren Fachhändler!

Für die regelmäßige Pflege und Wartung des Produktes finden Sie im Folgenden eine Wartungstabelle und einen Hygieneplan:

Hygieneplan

Vor jedem Wiedereinsatz bzw. vor jedem Patientenwechsel ist der Rollator zu reinigen und zu desinfizieren.


Die Desinfektion des Rollators darf nur durch einen Spezialisten vorgenommen werden.

Wartungstabelle	
Wann	
Vor jedem Wiedereinsatz	
Was	Zur Beachtung
Überprüfung des allgemeinen Zustands Sichtprüfung aller Rahmenteile einschließlich der Schweißnähte auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion.	Bei Feststellung von Mängeln tauschen Sie die betreffenden Produktteile aus.
Überprüfung der Handgriffe durch Sichtprüfung und Drehversuch	Bei Feststellung von beschädigten oder nicht mehr fest mit dem Rahmen verbundenen Handgriffen muss ein Austausch erfolgen.
Überprüfung von Reifenprofil und Kugellager	Bei Feststellung von Verschleiß oder Rissen muss ein Austausch der Räder vorgenommen werden.
Überprüfung der Faltsicherung	Bei Feststellung einer Funktionsminderung des Klappmechanismus muss dieser instandgesetzt oder ausgewechselt werden.
Überprüfung der Verbindungselemente auf festen Sitz	Bei Feststellung von gelösten oder fehlenden Schrauben, Muttern, Nieten etc. müssen diese festgezogen, ergänzt bzw. ersetzt werden.
Funktionsprüfung der Bremsanlage Betriebsbremse bis zum Anschlag betätigen. Die Räder dürfen sich jetzt beim kraftvollen Schieben nicht mehr drehen. Feststellbremse arretieren, indem die Bremshebel nach unten bis zum Einrasten gedrückt werden. Die Räder dürfen sich jetzt beim kraftvollen Schieben nicht mehr drehen.	Bei fehlerhafter Bremse muss eine Überprüfung von Bremsspiel, Bremskabel, Bremsbacken und Rädern und ggf. ein Austausch des defekten Produktteils erfolgen.

Reinigung/Desinfektion

1. Vor der Aufbereitung des Rollators Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbekleidung (Einmalschürze, Mund-Nasen-Schutz etc.) anziehen.
2. Immer zuerst die Reinigung, anschließend die Desinfektion durchführen.
3. Der Rollator kann zur Entfernung von Verunreinigungen mit lauwarmem Wasser, neutralen, handels- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gesäubert und danach abgespült und getrocknet werden. Es darf kein Wasser in die Rohre gelangen. Reinigen Sie auch die Bremsbacken und die Federn. Keine scheuernden, ätzenden oder bleichenden Reinigungsmittel einsetzen. Nutzen Sie für die Reinigung keine Metallbürsten oder sonstige scharfkantige Reinigungshilfen. Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln ist der Rollator gründlich mit klarem Wasser abzuspülen. Vor der Desinfektion dürfen sich keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf der Oberfläche befinden. Den Rollator nach der Reinigung mit einem trockenen, sauberen Tuch nachtrocknen.
4. Den Rollator mit einem DGHM-/VAH-gelisteten Desinfektionsmittel abwischen bzw. einsprühen (Einwirkzeit nach Vorgabe des Herstellers beachten). Chlor- oder phenolhaltige Desinfektionsmittel sowie Reinigungsmittel auf Essigbasis dürfen nicht verwendet werden. Die Wischdesinfektion ist grundsätzlich der Sprühdesinfektion vorzuziehen. Nach der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels den Rollator mit einem trockenen, sauberen Tuch nachtrocknen..

Lagerung

Lagern Sie den Rollator licht- und staubgeschützt an einem trockenen Ort. Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern. Schützen Sie den Rollator nach der Aufbereitung oder bei längerem Nichtgebrauch vor Verschmutzungen oder Kontaminierung. 

Entsorgung

Entsorgen Sie den Rollator nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.


Technische Daten

Material:

- Rahmen: Aluminium (pulverbeschichtet)
- Radoberfläche: thermoplastisches Gummi (TPR)
- Maße: 63 x 67 cm/63 cm (mit Korb/mit Rückenlehne) x 82,5-93,5 cm (B x L x H)
- faltmaß: Breite: ca. 63 cm
Länge: ca. 50 cm (mit Rückenlehne)/ca. 28 cm (ohne Rückenlehne)
Höhe: ca. 95-108 cm
- Räder: 19,3 x 3,1 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Abstand zwischen den Handgriffen: 43,5 cm
- Gewicht: 6,5 kg (ohne Zubehör)
Korb: 0,6 kg; Tablett: 0,3 kg; Rückenlehne: 0,3 kg
- Wendekreis: 84 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Korb

- Material: beschichteter Draht
- Maße: 40,5 x 26,5 x 17 cm (B x L x H)
- Max. Belastbarkeit: 15 kg


MD Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. 

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

 Hersteller: Ludwig Bertram GmbH
Im Torfstich 7
30916 Isernhagen
www.russka.de

CH REP Albo-Healthcare GmbH
CHRN-AR-20001306
Alte Steinhauserstrasse 19
6330 Cham, Schweiz

User Instructions

Rollator aluminium

Item No. 11447 000



Please read these notes carefully before use. Be sure to follow the instructions and keep them in a safe place! If this aid is to be used by other persons, they must be fully informed of these safety warnings before use.

Indication/Contraindication

The rollator is a mobility aid for people with mobility restrictions, e. g. people with a disability that makes walking difficult or who cannot walk for long, providing them with the opportunity to go further afield. Staying on the move with a rollator not only serves to improve circulation, coordination and balance, but it also enhances the user's well-being.

This rollator is designed both for use in enclosed areas and in the open. It is equipped with a removable basket and a tray. The rollator provides a seat and back rest for short rests. It can be folded easily for transportation, thus saving space. The rollator should not be used by persons with perception impairments, serious problems with their balance or an inability to sit. The user must have adequate perception skills and adequate physical ability to be able to steer a rollator.

Safety Indications

- Talk to your doctor or specialist retailer to see whether this Rollator is optimally suitable for you and your needs.
- Check that the Rollator is in perfect condition every time before you use it. Check the following components and make sure:
 - all screws, nuts and other parts are firmly tightened
 - all wheel surfaces are intact
 - the height adjustment screws are firmly tightened
 - the brakes function both as parking brakes and hand brakes
 - there are no visible signs of wear on the frames, welded joints and plastic elements
 - wheels and wheel forks should be free of dirt and turn smoothly.
 Do not use a damaged or defective Rollator!
- Ensure that the Rollator is correctly engaged before every use.
- Always activate the parking brake when you stop or park the Rollator. Always use the hand brakes slowly, evenly and both together.
- The braking effect can be reduced if the tyre surface is worn. Inspect the braking action of the brakes regularly.
- The Rollator should only be used on firm and even surfaces. There is a risk of slipping on dirty, wet, frosty or snow-covered ground! The braking effect is also limited. Please adapt the way you move and walk to these dangers.
- On smooth surfaces such as tiles, stone flooring, PVC etc. the wheels can block when braking under certain circumstances. Therefore please check the braking performance of your Rollator carefully on these floors and adjust the way you move and walk accordingly. If you wish to sit on the Rollator you should also make sure that the wheels have a sufficient hold on the surface when the brakes are applied and that the Rollator cannot slide away.
- The Rollator should not be used as a support when getting up from a crouching or sitting position!
- The maximum permissible load of the rollator is 120 kg. This includes the max. luggage load of 15 kg in the basket.
- The basket included in the scope of delivery is designed for a max. luggage load of 15 kg. The basket must not be overloaded. Only use the basket for transporting objects.
- The rollator must not be used outside its intended use or for transporting objects or persons. A maximum of 10 kg may be transported in the basket provided for this purpose.
- Ensure that the hand grips are set to the correct height for the user in order to avoid incorrect loads or falls. Always hold both handles, otherwise you could lose your balance. Walk between the hand grips. When walking, be careful not to bump your feet against the wheels or step assistance.
- Make sure that your hands or clothes do not come into contact with the moving parts of the Rollator! Be particularly careful when folding and unfolding the Rollator. This applies in particular to hinges under the seat or in the middle of the cross brace.
- The rollator should be used on the pavement. The rollator must not be used in moving traffic. For your personal safety in road traffic, it is recommended to wear additional reflectors on your clothing in addition to the reflectors already attached to all four sides of the rollator.
- Do not sit on the rollator when travelling on public transport. Park the rollator with the brakes on so that it cannot fall over or roll away. Look for a seat close by.
- If you have to cross (tram) tracks, drive over them at a right angle and as quickly as possible. at a right angle and cross them quickly. Make sure that the wheels do not get caught in the rails. The wheels can get wedged in grids, cracks and uneven surfaces. Avoid all obstacles wherever possible.
- Be careful near children. Children should not play with the Rollator!
- Do not hang any handbags or carrier bags on the handles, the balance of the Rollator can be impaired if you do.
- Do not carry out any adjustments or modifications, which impair the safety of the design. Parts such as wheels, handles or brake cables may only be replaced by a specialist retailer.
- Only use accessories approved by the manufacturer. Please also read the instructions for use for each accessory.
- Do not carry or pull the Rollator by the brake cables.
- In strong sunlight, parts of the rollator, e.g. handles or seat, can heat up. In these cases, skin contact should be avoided to prevent burns. Make sure to cover your rollator or park it in a shady place.
- Please prevent skin contact with the Rollator if the Rollator has been in cold temperature for a long period of time in order to prevent freezing.
- Keep the rollator away from naked flames.
- Please prevent running into door frames, furniture, etc. with the Rollator and check the secure position of the Rollator when parked. The frame, connection elements and welding seams may be damaged if the Rollator tips over.
- Please also prevent placing stress on the Rollator when folded together! This could damage the frame, connection elements and welding seams.
- Do not use the Rollator in stairs or escalators.
- Do not stand on the rollator.
- Do not lean on the brake lever.
- If you have any queries, please refer to your dealer.

Remove all packaging material. Check the product has not been damaged in transit before using it for the first time. Pay particular attention to ensuring that the wheels and wheel suspension, screw and plastic connections and brake cables are intact. The rollator is delivered pre-assembled. Before using for the first time, check that the brakes work properly; they may need to be readjusted. The hand grips must be adjusted to the appropriate height for the user. Please dispose of the packaging material correctly.

Included

Rollator, backrest, tray, basket, cane holder


Parts:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. brake lever | 6. back wheel with braking device | 10. seat |
| 2. Security screw | 7. handlebars | 11. Reflectors |
| 3. Tray | 8. backrest | 12. basket |
| 4. cane holder | 9. clips | 13. front wheel steerable |
| 5. brake pad | | |



Assembly

- Position the rollator in front of you and press the seat downwards until the folding catch engages (pic. 1). If the brake levers are locked into position release these first. Guide the handlebars with the handles into the frame tube (pic. 2). At the same time make sure that the brake cables are not twisted.
- Adjust the handles to the right height for the user. They can be adjusted by sliding the handlebars in and out. When the user is standing upright the handles should be adjusted to the height of their wrists.
- In order to fix the handles in place insert the locking screw through the frame tube from the inside outwards. The screw head fits into the opening on the frame. Place the washer onto it and tighten the star screw (pic. 3+4).
- You can insert the back rest into the sockets in the tube on the front of the rollator. You can fix it with the enclosed clips (pic. 5-8).



5. You can hang the basket with the hooks on the crossbar underneath the seat. The underneath of it rests on the front crossbar (pic. 9).
6. Insert the tray with the little »feet« underside in the holes of the seat (pic. 9).



Use

Unfold/fold



- When opening out and when folding the rollator, make sure that no clothing or parts of the body become trapped. To unfold, press the seat downwards until the folding catch engages (pic. 10).
- To fold up, first secure the brakes as described under »Braking function«, so that the rollator cannot roll away. Remove the basket and tray. Release the folding catch under the seat by holding it through the grip opening in the seat. At the same time pull the red lever underneath the seat and pull both upwards. The rollator then folds up. The rollator is folded up completely when the front and back wheels are almost parallel to each other (pic. 11).



Brake

The built-in brake functions as an operating brake for slowing down when moving. The parking brake can be used when the rollator is stopped.


1. Speed is reduced by pulling the brake lever upwards (operating brake) (pic. 13).
2. The parking brake is activated by pressing the brake lever down until it engages (pic. 12).
3. The parking brake is released from its locked position by pulling the brake lever upwards.
4. The rollator should not be pushed while the operating or parking brakes have been applied. If the rollator is pushed while the operating or parking brakes have been applied, the tyres and brakes may be subject to excessive wear and deteriorate.
5. Regularly check that the brakes work satisfactorily. We recommend checking before every use. The rollator must not be used with damaged brakes or damaged wheels.



Brake adjustment (pic. 14)

If the braking force is decreasing due to wear on the wheels, the brake shoe can be adjusted. The brakes must be adjusted so that both wheels brake evenly. The distance between the brake pad and the wheel surface should be about 2-3 mm. After replacing wheels, the brake setting must be checked again and if necessary, readjusted.

1. Loosen the locking nut.
2. Adjust the braking force by turning the brake cable spanner inwards or outwards.
3. Check the braking function by turning the wheels and operating the brake levers. The wheels should turn freely but stop immediately when the brakes are applied. The wheels must not be able to move when the brakes are applied.
4. Tighten the locking nut firmly again.
5. If you are unsure about the correct adjustment of the brakes, please contact your specialist retailer.



Basket

The basket allows the user to transport his shopping conveniently. You can hang it up using the hook on the crossbar underneath the seat. The underneath of it rests on the front crossbar (pic. 9).

Warning: Only use the basket to transport objects and do not overload it (max. 15 kg)!

Tray

The tray is designed only for small objects. The little »feet« under the tray enable it to be inserted securely in the holes of the seat. Do not place hot, heavy or sharp objects on the tray!

Warning: Do not use the tray as a seat!

Back rest

You can insert the back rest into the sockets in the tube on the front of the rollator. You can fix it with the enclosed clips (pic. 5-8).


The back rest is for support when sitting and facilitates comfortable sitting posture during a rest. Always lean slowly and evenly against it. Do not hang any coats or bags over it.

General care and cleaning

Rollator

The rollator can be cleaned with lukewarm water, neutral commercial and household cleaning agents and a soft cloth to remove dirt, then rinsed and dried. No water must get into the pipes. After cleaning or after rain, dry the walker thoroughly with a dry, clean cloth. Also clean the brake pads and springs regularly. Do not use abrasive, corrosive or bleaching cleaning agents. Do not use metal brushes or other sharp-edged cleaning aids for cleaning. Further cleaning instructions for reuse and before changing patients can be found under the Hygiene Plan.

Do not use the rollator in temperatures below -35°C or above $+60^{\circ}\text{C}$.



Re-use

The product can be re-used. It must be cleaned and disinfected according to instructions. It must be inspected by specialist shops for any faults and then authorised before it can be used again. Please order our hygiene and maintenance guidelines. Send your rollator for regular checks to your dealer. He will be able to detect any wear and tear and replace parts, if necessary. If you find the brake action to be faulty in any way, please contact your dealer immediately.

Please find below a maintenance table and hygiene plan for the regular care and maintenance of this device:

Maintenance Table	
When	
Before every re-use	
What	Caution
Check general condition Visually inspect all frame parts including welded joints for deformation, damage, wear or corrosion	If you find any defects, replace the affected parts of the device.
Check hand grips visually and by attempting to turn them	If you find that the hand grips are damaged or no longer firmly connected to the frame, they must be replaced.
Check the tyre tread and ball bearings	If you find that the wheels are worn or cracked, they must be replaced.
Check the folding lock	If the folding mechanism no longer works properly, it must be repaired or replaced.
Check the connecting elements for tightness	If you find that screws, nuts, rivets, etc. are loose or missing they must be tightened, fitted or replaced.
Check the braking system is working satisfactorily Apply the operating brake until it reaches the stopping point. The wheels must not be able to turn now when pushed hard. Apply the parking brake by pressing the brake levers down until it engages. The wheels must not be able to turn now when pushed hard.	If the brakes are defective, the brake slack, brake cables, brake shoes and wheels must be checked and the defective part of the device must be replaced if necessary.

Send your rollator for regular checks to your dealer. He will be able to detect any wear and tear and replace parts, if necessary. If you find the brake action to be faulty in any way, please contact your dealer immediately.



Hygiene Plan

The rollator must be cleaned and disinfected before each re-use or before each change of patient. The disinfection of the rollator must only be carried out by a specialist.

Cleaning/disinfection

1. Put on protective gloves and, if necessary, protective clothing (disposable apron, mouth and nose protector, etc.) before preparing the rollator.
2. Always clean first, then disinfect.
3. To remove any dirt, the rollator can be cleaned with lukewarm water, neutral, commercial and household cleaning agents and a soft cloth, then rinsed and dried. No water must get into the pipes. Also clean the brake pads and the springs. Do not use abrasive, corrosive or bleaching cleaning agents. Do not use metal brushes or other sharp-edged cleaning aids for cleaning. After using cleaning agents, rinse the rollator thoroughly with clean water. Before disinfecting, there must be no residues of cleaning agents on the surface. After cleaning, dry the rollator with a dry, clean cloth.
4. Wipe or spray the rollator with a disinfectant listed by DGHM/VAH (follow the manufacturer's instructions). Disinfectants containing chlorine or phenol as well as vinegar-based cleaning agents must not be used. Wipe disinfection is always preferable to spray disinfection. After the disinfectant has taken effect, dry the rollator with a dry, clean cloth. After cleaning, dry the rollator off with a clean, dry cloth.

Storage

Store the Rollator light and dust-protected in a dry place. Do not store near a heat source. Protect the rollator from dirt and contamination after treatment or if it will not be used for a long period of time.  

Disposal

Do not dispose of the rollator in the normal household rubbish. Ask your local recycling authority how to dispose of it properly and in an environmentally friendly way.



Technical data

Material:


- Frame: aluminium (powder coated)
- Wheels: Thermoplastic rubber (TPR)
- Dimensions: 63 x 67 cm/63 cm (with basket/with backrest) x 82,5-93,5 cm (W x L x H)
- Folding measure: Width: ca. 63 cm
Length: approx. 50 cm (with backrest)/approx. 28 cm (without backrest)
Height: approx. 95-108 cm
- Wheels: 19,3 x 3,1 cm
- Seat level: 55 cm
- Distance between handles: 43,5 cm
- Weight: 6,5 kg (without accessories)
Basket: 0,6 kg; Tablett: 0,3 kg; Backrest: 0,3 kg
- Turning cycle: 84 cm
- Max. loading capacity: 120 kg


Basket

- Material: coated wire
- Dimensions: 40,5 x 26,5 x 17 cm (W x L x H)
- Max. loading capacity: 15 kg

 This device complies with Regulation (EU) 2017/745  on medical devices and bears a CE marking.

If a serious incident occurs involving this medical device, contact the manufacturer of this device at info@russka.de as well as the national competent authority in your country.

 Manufacturer: Ludwig Bertram GmbH
Im Torfstich 7
30916 Isernhagen
Germany, www.russka.de

 Albo-Healthcare GmbH
CHRN-AR-20001306
Alte Steinhauserstrasse 19
6330 Cham, Switzerland

Mode d'emploi

Rollateur aluminium

Art.-N°. 11447 000



Lire attentivement les indications d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement!
Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivant avant toute utilisation.

Indication/Contre-indication

Le déambulateur rollator aide à la mobilité et offre ainsi une plus grande autonomie aux personnes dont les mouvements sont limités, par exemple, aux personnes ayant une diminution de l'aptitude à la marche ou une endurance fortement restreinte.

Le mouvement a une influence positive sur la circulation, la coordination, l'équilibre et le bien-être. Ce rollateur est construit tant pour l'usage dans des pièces fermées qu'en extérieur. Il est équipé d'un panier amovible et d'une tablette.

Il est pliable, donc facile à transporter et tient un minimum de place lors des excursions et des voyages. Le rollator offre une planchette d'assise et un dossier pour les pauses courtes. Le rollator ne doit pas être utilisé par les personnes qui ont des troubles de la perception, des troubles importants de l'équilibre et qui ne peuvent pas s'asseoir. L'utilisateur doit posséder une perception sensorielle et des capacités physiques suffisantes afin de pouvoir conduire un rollator.

⚠️ Consignes de sécurité ⚠️

- Consultez un médecin ou un commerçant spécialisé afin de savoir si ce rollateur est adapté de manière optimale à vos besoins.
- Utilisez le rollateur seulement s'il est en parfait état et que la sécurité de pliage est bien enclenchée. Avant tout départ, vérifiez les points suivants:
 - les vis sont-elles toutes bien serrées
 - les surfaces des roues sont-elles intactes
 - les leviers de frein sont-ils bien tirés
 - le cran de sûreté du pliage est-il correctement enclenché
 - les freins fonctionnent-ils aussi bien comme frein parking que comme freinage
 - le cadre et les soudures ne montrent-ils aucune usure évidente
 - si les roues et les fourches des roues ne sont pas encrassées et peuvent être tournées facilement

Un rollateur endommagé ou défectueux ne peut pas être utilisé !
- Avant son utilisation, assurez-vous que le rollateur est correctement enclenché.
- Activez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous arrêtez ou que vous garez le rollateur. Actionnez le frein de service toujours lentement, de manière constante et des deux côtés.
- L'usure de la surface des pneus peut réduire la puissance de freinage. Vérifiez régulièrement la puissance de freinage des freins.
- Le rollateur doit uniquement être utilisé sur une surface solide et plane. Risque de dérapage sur une surface sale, mouillée, gelée ou enneigée ! Cela diminue aussi la puissance de freinage. Pensez à ces dangers lors de la conduite et de la marche.
- Le rollateur ne doit pas être utilisé comme appui pour se relever après s'être accroupi ou assis !
- La charge maximale autorisée sur le rollator est de 120 kg. Cela comprend la charge maximale de bagages de 15 kg dans le panier.
- Le panier inclus dans la livraison est conçu pour une charge maximale de bagages de 15 kg. Le panier ne doit pas être surchargé. Utilisez exclusivement le panier pour le transport d'objets.
- Le rollator ne doit pas être utilisé en dehors de son usage prévu ou pour transporter des objets ou des personnes. Un maximum de 10 kg peut être transporté dans le panier prévu à cet effet.
- Assurez-vous que les poignées sont réglées à la bonne hauteur pour l'utilisateur afin d'éviter les mauvaises charges ou les chutes. Tenez toujours les deux poignées, vous pourriez perdre l'équilibre. Marchez entre les poignées. En marchant, veillez à ne pas heurter les roues ou l'aide à la marche avec vos pieds.
- Veillez à ne pas tenir les éléments mobiles avec les mains et à ne pas les bloquer avec des vêtements ! Soyez particulièrement prudent en pliant et en dépliant le rollateur. Ceci s'applique en particulier pour les charnières sous le siège.
- Avec le rollateur, il faut utiliser le trottoir. Le rollateur ne doit pas être utilisé dans la circulation. Pour votre sécurité personnelle dans la circulation, il est recommandé de porter des réflecteurs supplémentaires sur vos vêtements, en plus des réflecteurs déjà fixés sur les quatre côtés du rollateur.
- Ne pas rester assis sur le rollator dans les transports publics en marche. Placez le rollator avec le frein enclenché de manière à ce qu'il ne puisse pas se tomber ou s'éloigner. Cherchez une place où vous asseoir à proximité du rollator.
- Si vous devez traverser des rails (de tramway), roulez autant que possible à angle droit et franchissez-les rapidement. Veillez à ce que les roues ne s'accrochent pas aux rails. Les roues peuvent se coincer dans les caillebotis, les rigoles ou les inégalités du sol. Evitez si possible les obstacles de toute nature.
- Soyez prudent lorsque vous passez à côté d'enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec le rollateur !
- N'attachez pas de sacs ni de sachets sur les poignées : cela pourrait compromettre l'équilibre du rollateur.
- Ne faites pas de réglages ou de modifications pouvant interférer avec la sécurité de fonctionnement du rollateur. Seul le marchand spécialisé est autorisé à remplacer des éléments de construction comme, par ex., les roues, les poignées ou les câbles de frein.
- Utilisez uniquement des accessoires spéciaux autorisés par le fabricant. Pour cela, consultez aussi le mode d'emploi des accessoires respectifs.
- Ne pas porter ni tirer le déambulateur au niveau des câbles des freins.
- En cas de fort ensoleillement, certaines parties du rollator, comme les poignées ou le siège, peuvent chauffer. Dans ce cas, évitez tout contact avec la peau afin de prévenir les brûlures. Veillez à couvrir votre rollator ou à le ranger dans un endroit ombragé.
- Evitez de mettre les pièces métalliques du déambulateur rollator en contact avec la peau quand le rollator est soumis à de basses températures pour éviter d'éventuelles gelures.
- Maintenez le rollator à distance de flammes ouvertes.
- Evitez de heurter le rollator contre les encadrements de portes, meubles et objets similaires. Vérifiez le positionnement sûr du rollator quand il est remis. Un basculement du rollator peut entraîner l'endommagement du cadre, des éléments de liaison et des soudures.

- Évitez de charger le rollator plié ! Ceci peut endommager le cadre, les éléments de liaison et les soudures.
- N'utilisez pas le rollator sur des escaliers (roulants).
- Ne pas se tenir se tenir sur le rollator.

- Ne vous penchez pas sur le levier de frein.
- En cas d'incertitudes ou de questions en suspens, veuillez vous adresser à votre spécialiste !

Retirez l'ensemble du matériel d'emballage. Avant la première utilisation, vérifiez que le produit ne comporte aucun dommage lié au transport. Contrôlez en particulier les roues ou suspensions de roues, les connexions à vis et en plastique ainsi que le câble de frein. Le rollator est livré prémonté. Avant la première mise en service, vérifiez le fonctionnement des freins, les réajuster, le cas échéant. Les poignées doivent être réglées à la hauteur adaptée pour l'utilisateur. Veillez à l'élimination réglementaire du matériel d'emballage.

Livraison

Rollator, dossier, Tablette, panier, porte-canne


Éléments constitutifs:

1. Levier de frein
2. Levier de blocage
3. Tablette
4. porte-canne
5. Plaquette de frein
6. Roue arrière avec dispositif de freinage
7. les barres de direction
8. dossier
9. Clips
10. Siège
11. Réflecteurs
12. panier
13. Roue avant, dirigeable



Montage

1. Placez le rollator devant vous et appuyez la planchette d'assise vers le bas jusqu'à ce que le mécanisme de pliage s'encastre (ill. 1). Si les leviers de frein sont bloqués, débloquez ceux-ci d'abord. Mettez les barres de direction avec poignées dans le tube du châssis (ill. 2). Veillez à ce que le câble de frein ne soit pas vrillé.
2. Réglez les poignées à la bonne hauteur pour l'utilisateur. La hauteur peut être adaptée en poussant et en tirant les barres de direction. Les poignées doivent être réglées à la hauteur des poignets quand l'utilisateur se tient debout bien droit.
3. Pour fixer les poignées, insérez la vis de serrage de l'intérieur vers l'extérieur à travers le tube du châssis. La tête de vis s'insère dans l'ouverture du cadre. Placez la rondelle et serrez bien la vis à poignée étoile (ill. 3+4).
4. Vous pouvez insérer le dossier dans les tubes à l'avant du rollator. Vous pouvez le fixer à l'aide des clips joints (ill. 5-8).




5. Suspendez le panier à l'aide du crochet de la barre transversale au-dessous de la planchette d'assise. Sa partie inférieure repose sur la barre transversale avant (ill. 9).
6. Avec les petits pieds placés sous la tablette, on peut la fixer dans les trous du siège (ill. 9).



Utilisation

Plier/Déplier

- Veiller à ne coincer aucun morceau de vêtement ou partie du corps lors du dépliage ou du pliage. Pour déplier, appuyez sur la planchette d'assise vers le bas jusqu'à ce que le mécanisme de pliage s'encastre (ill. 10).
- Pour plier, mettez d'abord le frein comme décrit sous « Fonctionnement du frein », afin d'éviter tout déplacement du rollator. Retirez le panier et la tablette. Desserrez le mécanisme de pliage au-dessous de la planchette d'assise en tenant la planchette d'assise par l'ouverture de maintien. Ce faisant, tirez le levier rouge au-dessous de la planchette et tirez tous les deux vers le haut. Ce faisant, le rollator se plie. Vous avez complètement replié le rollator quand la roue avant et la roue arrière sont presque parallèles l'une à côté de l'autre (ill. 11).



Freins

Les freins incorporés fonctionnent comme freins de service pour freiner pendant la conduite. Utiliser le frein de stationnement quand le rollator est rangé.


1. La vitesse est diminuée en tirant le levier de freinage vers le haut (freins de service) (ill. 13).
2. Le frein de stationnement s'active en appuyant sur le levier de freinage jusqu'à l'enclenchement (ill. 12).
3. Le verrouillage du frein de stationnement se retire en tirant le levier de freinage vers le haut.
4. Ne pas pousser le rollator quand les freins de service ou le frein de stationnement sont tirés. Le fait de pousser le rollator quand les freins de service ou le frein de stationnement sont tirés peut entraîner une forte usure des pneus et des freins et altérer leur fonctionnement.
5. Contrôler régulièrement le fonctionnement des freins. Nous recommandons de le vérifier avant tout déplacement. Le rollator ne doit pas être utilisé avec des freins ou des roues endommagés.



Réglage des freins (ill. 14)

Le patin de frein peut être ajusté en cas de réduction de la force de freinage par l'usure des roues. Le frein doit être réglé de sorte que les deux roues freinent de manière homogène. La distance entre le sabot de freinage et la surface de la roue doit être d'environ 2-3,5 mm. Après le remplacement des roues, vérifier également le réglage des freins et le réajuster si nécessaire.

1. Desserrez le contre-écrou.
2. Régler la puissance de freinage en tournant la vis de serrage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Contrôlez le fonctionnement des freins en faisant tourner les roues et en actionnant les leviers de freinage. Les roues doivent tourner librement mais s'arrêter immédiatement lors du freinage. Lorsque les freins sont tirés, les roues ne doivent pas pouvoir bouger.
4. Resserrez le contre-écrou.
5. En cas de doute concernant le bon réglage des freins, veuillez vous adresser à votre marchand spécialisé.



Panier

Le panier vous permet de transporter confortablement vos achats. Vous pouvez le suspendre à l'aide du crochet de la barre transversale sous la planchette d'assise. Sa partie inférieure repose sur la barre transversale avant (ill. 9).

Attention: utilisez le panier seulement pour transporter des objets et ne le surchargez pas (max. 15 kg)!

Tablette

Avec les petits pieds placés sous la tablette, on peut la fixer dans les trous du siège. La tablette sert à déposer de petits objets. Ne pas déposer d'objets chauds, lourds ou pointus!

Attention: Ne pas utiliser la tablette comme siège!

Dossier


Vous pouvez insérer le dossier dans les tubes à l'avant du rollator. Vous pouvez le fixer à l'aide des clips joints (ill. 5-8).

Le dossier sert à s'appuyer en position assise et permet de garder un bon maintien pendant la pause. Appuyez-vous toujours lentement et bien uniformément contre le dossier. N'y suspendez aucune veste ou aucun sac.

Entretien général et nettoyage

Rollateur

Gardez le rollator exempt de saleté pour qu'il reste fonctionnel. Le rollator peut être nettoyé à l'eau tiède, avec des produits de nettoyage commerciaux et ménagers neutres et un chiffon doux pour enlever la saleté, puis rincé et séché. Aucune eau ne doit pénétrer dans les tuyaux. Après le nettoyage ou après la pluie, séchez soigneusement le déambulateur avec un chiffon sec et propre. Nettoyez également régulièrement les plaquettes et les ressorts de frein. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs ou blanchissants. N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres outils de nettoyage à arêtes vives pour le nettoyage. Des instructions de nettoyage supplémentaires pour la réutilisation et avant de changer de patient figurent dans le plan d'hygiène. Ne pas utiliser le rollateur avec des températures inférieures à -35 °C et supérieures à +60 °C.



Réutilisation

Le produit est approprié pour la réutilisation. Il doit être nettoyé et désinfecté en suivant les instructions. En outre, le commerce spécialisé doit vérifier s'il est endommagé et autoriser ensuite sa réutilisation. Demandez nos indications d'hygiène et de maintenance.

Vous trouverez ci-après un tableau de maintenance et un plan d'hygiène pour l'entretien régulier et la maintenance du produit:

Tableau de maintenance	
Quand	
Avant chaque nouvelle utilisation	
Quoi	À respecter
Vérification de l'état général Contrôle visuel pour détecter toute déformation, endommagement, usure et corrosion de toutes les parties du cadre, y compris des points de soudure.	Si vous constatez tout vice, remplacez les parties concernées.
Vérification des poignées par un contrôle visuel et une tentative de rotation	Si vous constatez que les poignées sont endommagées ou ne sont pas fermement liées au cadre, effectuez leur remplacement.
Vérification du profil des pneus et des roulements à billes	Si vous constatez de l'usure ou des fissures, effectuer le remplacement des roues.
Vérification de la sécurité anti-plier	Si vous constatez une réduction du fonctionnement du mécanisme de pliage, veillez à sa réparation ou à son remplacement.
Vérification du bon positionnement des éléments de connexion	Si vous constatez des vis, écrous, rivets etc. desserrés ou manquants, revissez, ajoutez ou remplacez ceux-ci le cas échéant.
Contrôle du fonctionnement du système de freinage Actionner le frein de service jusqu'à la butée. Les roues ne doivent plus pouvoir tourner lorsque vous les poussez avec force. Bloquer le frein de stationnement en appuyant le levier de frein vers le bas jusqu'à l'enclenchement. Bloquer le frein de stationnement en appuyant le levier de frein vers le bas jusqu'à l'enclenchement.	En cas de frein défectueux, il faut vérifier le jeu des freins, du câble, du patin et des roues, et, le cas échéant, remplacer la partie défectueuse du produit.

Faites entretenir votre rollateur régulièrement par votre spécialiste. Il déterminera l'usure éventuelle et changera, si nécessaire, les composants. Si vous constatez des défauts lors du contrôle régulier de la puissance du freinage de votre rollateur, veuillez vous adresser immédiatement à votre spécialiste !

Plan d'hygiène

Le rollator doit être nettoyé et désinfecté avant chaque réutilisation ou avant chaque changement de patient. La désinfection du rollator ne doit être effectuée que par un spécialiste.

Nettoyage et désinfection

1. Mettre des gants de protection et, si nécessaire, des vêtements de protection (tablier jetable, protège-nez et bouche, etc.) avant de préparer le rollator.
2. Toujours nettoyer d'abord, puis désinfecter.
3. Pour éliminer toute saleté, le rollator peut être nettoyé avec de l'eau tiède, des produits de nettoyage neutres, commerciaux et ménagers et un chiffon doux, puis rincé et séché. Aucune eau ne doit pénétrer dans les tuyaux. Nettoyez également les plaquettes de frein et les ressorts. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs ou blanchissants. N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres outils de nettoyage à arêtes vives pour le nettoyage. Après avoir utilisé des produits de nettoyage, rincez soigneusement le rollator à l'eau claire. Avant la désinfection, il ne doit y avoir aucun résidu de produits de nettoyage sur la surface. Après le nettoyage, séchez le rollator avec un chiffon sec et propre.
4. Essuyer ou vaporiser le rollator avec un désinfectant répertorié par la DGHM/VAH (suivre les instructions du fabricant). Les désinfectants contenant du chlore ou du phénol ainsi que les produits de nettoyage à base de vinaigre ne doivent pas être utilisés. La désinfection par essuyage est toujours préférable à la désinfection par pulvérisation. Une fois le désinfectant absorbé, séchez le déambulateur avec un chiffon sec et propre.

Stockage

Couvrez et entreposez le rollateur dans un endroit sec, protégé de la poussière et de la lumière.

Ne pas entreposer le rollator à proximité de sources de chaleur. Protégez le rollator contre l'encrassement ou la contamination après la préparation ou une non-utilisation prolongée. ☂ ☀

Traitement des déchets

N'éliminez pas simplement le rollator dans les ordures ménagères normales. Renseignez-vous auparavant auprès de l'entreprise d'élimination de votre commune sur l'élimination correcte et respectueuse de l'environnement dans votre région.


Caractéristiques techniques

Matériau:

- Cadre: aluminium (revêtement par pulvérisation)
- Roues: Caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Dimensions: 63 x 67 cm/63 cm (avec dossier/sans dossier) x 82,5-93,5 cm (L x L x H)
- Plié: Largeur: 63 cm
Langueur: 50 cm (avec dossier/sans dossier)
Hauteur: 95-108 cm
- Roues: 19,3 x 3,1 cm
- Hauteur de siège: 55 cm
- Distance entre les poignées: 43,5 cm
- Poids: 6,5 kg (sans accessoires)
Panier: 0,6 kg; tablette: 0,3 kg; dossier: 0,3 kg
- Rayon de braquage: 84 cm
- Charge admise max.: 120 kg


Panier


- Matériau: fil enduit
- Dimensions: 40,5 x 26,5 x 17 cm (L x L x H)
- Charge admise max.: 15 kg

 Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE.



Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant de ce produit par e-mail à info@russka.de, ainsi que l'autorité compétente de votre pays.

 Producteur: Ludwig Bertram GmbH
Im Torfstich 7
30916 Isernhagen
Allemagne, www.russka.de

 Albo-Healthcare GmbH
CHRN-AR-20001306
Alte Steinhauserstrasse 19
6330 Cham, Suisse

Gebruiksaanwijzing

Rollator aluminium

Art. Nr. 11447 000



Lees a.u.b. vóór het gebruik de instructies zorgvuldig door. Neem de aanwijzingen in acht en bewaar deze op een veilige plaats! Wanneer dit hulpmiddel door andere personen gebruikt wordt, dan moeten deze vóór het gebruik over de onderstaande aanwijzingen volledig geïnformeerd worden.

Indicatie/contra-indicatie

De rollator ondersteunt qua beweging beperkte personen, bijvoorbeeld personen die slecht ter been zijn of personen die zeer moeilijk kunnen lopen, bij hun mobiliteit en maakt voor hen zodoende een grotere actieradius mogelijk. Door beweging worden bloedsomloop, coördinatie, evenwicht en het welzijn in positieve zin beïnvloed.

Deze rollator is voor het gebruik in gesloten ruimten als buiten geconstrueerd. Hij is met een afneembaar mandje uitgerust. Voor korte pauzes biedt de rollator een zitting en een rugleuning.

Hij is opklapbaar, handig en neemt weinig plaats in beslag en kan daardoor bij uitstapjes en op reis gemakkelijk getransporteerd worden. De rollator mag niet gebruikt worden door personen met waarnemingsstoornissen, personen met aanzienlijke evenwichtsstoornissen en personen die niet kunnen gaan zitten. De gebruiker moet een toereikend waarnemingsvermogen en voldoende fysieke capaciteiten beschikken om een rollator te kunnen besturen.

Veiligheidsinstructies

- Spreek met uw arts of dealer, of deze rollator voor u en uw behoeften optimaal geschikt is.
- Gebruik de rollator alleen wanneer hij in een onberispelijke toestand en de opklapbeveiliging veilig ineen gesloten is. Gelieve vóór het begin van iedere rit de volgende punten te controleren:
 - zijn alle schroeven vast aangedraaid
 - zijn de wieloppervlakken intact
 - zijn de grendelhefbomen vast aangetrokken
 - is de opklapbeveiliging correct vast geklikt
 - functioneren de remmen als parkeerrem en ook als bedrijfsrem
 - vertonen het chassis en de gelaste verbindingen geen zichtbare slijtage
 - Zijn wielen en wielvorken vrij van vervuiling en kunnen ze gemakkelijk gedraaid worden?
 Een beschadigde of defecte rollator mag niet gebruikt worden!
- Zorg er vóór gebruik voor dat de rollator correct vastgeklikt is.
- Activeer altijd de parkeerrem wanneer u stopt of de rollator uitzet. Bedien de bedrijfsrem altijd langzaam, gelijkmatig en aan beide zijden.
- Door de slijtage van het bandenoppervlak kan het remeffect verminderd worden. Controleer regelmatig het remeffect van de remmen.
- De rollator mag uitsluitend op een vaste en vlakke ondergrond gebruikt worden. Op een vuile, natte, ijzige of met sneeuw bedekte ondergrond bestaat slipgevaar! Het remeffect is eveneens beperkt. Stem uw rijd en stapgedrag op deze gevaren af.
- Op gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld tegels, stenen vloeren, pvc, etc. kunnen de wielen bij het remmen soms blokkeren. Kijk daarom voorzichtig het remgedrag van uw rollator op deze vloeren na en pas uw rijd- en stapgedrag daaraan aan. Als u op de rollator wenst te gaan zitten, dient u er zich eveneens van te vergewissen dat de wielen bij aangetrokken remmen voldoende grip op de ondergrond hebben en dat de rollator niet kan wegglijden.
- De rollator mag niet als ondersteuning bij het overeind komen vanuit hurkzit of het zitten gebruikt worden!
- De maximaal toegestane belasting van de rollator is 120 kg. Dit is inclusief de maximale bagagebelasting van 10 kg in de mand.
- De meegeleverde mand is ontworpen voor een maximale bagagebelasting van 15 kg. De mand mag niet overbelast worden. Gebruik de mand alleen voor het vervoeren van voorwerpen.
- De rollator mag niet worden gebruikt buiten het beoogde gebruik of voor het vervoeren van voorwerpen of personen. In het daarvoor bestemde mandje mag maximaal 15 kg worden vervoerd.
- Zorg ervoor dat de handgrepen op de juiste hoogte voor de gebruiker zijn ingesteld om onjuiste belasting of vallen te voorkomen. Houd altijd beide handgrepen vast, anders kunt u uw evenwicht verliezen. Loop tussen de handgrepen door. Let er bij het lopen op dat u uw voeten niet tegen de wielen of de trapondersteuning stoot.
- Let erop, niet met de hand of met kledij in de beweegbare onderdelen van de rollator te komen! Wees uiterst voorzichtig bij het ontvouwen en opvouwen van de rollator. Dit geldt in het bijzonder voor scharnieren onder de stoel.
- De rollator moet op het stoepje gebruikt worden. De rollator mag niet gebruikt worden in het rijdende verkeer. Voor uw persoonlijke veiligheid in het verkeer is het raadzaam om extra reflectoren op uw kleding te dragen naast de reflectoren die al aan alle vier de zijden van de rollator zijn bevestigd.
- Bij een rit met het openbaar vervoer niet op de rollator zitten. Stel de rollator met vastgezette rem zodanig af, dat hij niet kan omvallen of wegrollen. Zoek een nabijge zitplaats.
- Als u (tram)sporen moet oversteken, rij er dan haaks en zo snel mogelijk overheen. Zorg ervoor dat de wielen niet in de rails blijven haken.
- Wees voorzichtig in de nabijheid van kinderen. Kinderen mogen niet met de rollator spelen!
- Hang geen tassen of zakken aan de schuifgrepen, het evenwicht van de rollator kan daardoor in gevaar gebracht worden.
- Voer geen instellingen of wijzigingen door, die de van de constructie afhankelijke veiligheid in het gedrang brengen. De vervanging van componenten, zoals bv. wielen, handgrepen of voorremkabels, mag alleen door de dealer uitgevoerd worden.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde, toebehoren. Neem daarvoor ook de gebruiksaanwijzing van de betreffende toebehoren in acht.
- Draag of trek de rollator noch aan de remtrekstangen.
- Bij sterk zonlicht kunnen delen van de rollator, bijvoorbeeld handvatten of zitting, warm worden. In deze gevallen moet huidcontact vermeden worden om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat u uw rollator afdekt of op een schaduwrijke plaats parkeert.
- Vermijd huidcontact met de metalen onderdelen van de rollator wanneer deze langere tijd aan lage temperaturen blootgesteld was om eventuele bevriezing te voorkomen.
- Houd de rollator op een veilige afstand tot open vuur.

- Vermijd een botsing van de rollator met kozijnen, meubelstukken en dergelijke. Ga de veilige stand van de rollator in de geparkeerde toestand na. Het omvallen van de rollator kan tot beschadigingen aan kozijnen, verbindingselementen en lasnaden leiden.
- Vermijd de belasting van de opgevouwen rollator! Kozijnen, verbindingselementen en lasnaden zouden daardoor beschadigd kunnen worden.

- Gebruik de rollator niet op (rol)trappen.
- Sta niet op de rollator.
- Leun niet op de remhendel.
- Bij onzekerheden of open vragen wendt u zich a.u.b. tot uw vakhandelaar!

Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer het product op mogelijke door het transport veroorzaakte beschadigingen voordat het voor de eerste keer gebruikt wordt. Let daarbij in het bijzonder op intacte wielen resp. wielophangingen, schroef en kunststofverbindingen alsook remkabels. De rollator wordt reeds vooraf gemonteerd geleverd. Vóór de ingebruikname dient de remfunctie gecontroleerd te worden, eventueel moet deze afgesteld worden. De handgrepen dienen op de voor de gebruiker passende hoogte ingesteld te worden. Gelieve het verpakkingsmateriaal zoals voorgeschreven af te voeren.

Omvang van de levering

Rollator, rugleuning, blad, mandje, stokhouder


Bestanddelen:

1. Remhefboom
2. Vastzethendel
3. Blad
4. stokhouder
5. Remblok
6. Achterwiel met reminrichting
7. stuurstangen
8. rugleuning
9. clips
10. Zitting
11. Reflectoren
12. Mandje
13. Voorwiel



Montage

1. Zet de rollator voor u neer en druk de zitting omlaag totdat de vouwbeveiliging inklinkt (afb. 1). Wanneer de remhendel vastgezet is, dan maakt u deze eerst los. Schuif de stuurstangen met de handgrepen in de framebuis. Let er a.u.b. op dat de remkabels niet verdraaid zijn (afb. 2).
2. Stel de handgrepen op de juiste hoogte voor de gebruiker in. De hoogte kan door in- en uitschuiven van de stuurstangen aangepast worden. Bij horizontale houding van de gebruiker dienen de handgrepen op de hoogte van de polsen te worden ingesteld.
3. Steek het arrêt van binnen naar buiten door de framebuis om de handgrepen te fixeren. De schroefkop voegt zich in de opening in het frame. Bevestig het onderlegplaatje en draai de sterschroef stevig vast (afb. 3+4).
4. De rugleuning kunt u in de buisopzetstukken aan de voorkant van de rollator steken. Met de bijgevoegde clips kunt u ze fixeren (afb. 5-8).



5. Het mandje hangt u met de haak aan de dwarsstang onder de zitting. Met de onderkant ligt hij op de voorste dwarsstang (afb. 9).
6. Met de kleine voetjes onder het blad kan het Oplegblad in de gaten van de zitting bevestigd worden (afb. 9).



afb. 8



afb. 9

Toepassing

Uit elkaar/samenklappen

- Let erop dat er bij het open- en dichtklappen geen kledingsstukken of lichaamsdelen gekneld raken. Om de rollator uit te vouwen drukt u de zitting omlaag totdat de vouwbeveiliging inklinkt (afb. 10).
- Om de rollator op te vouwen zet u eerst de rem vast; zie de beschrijving onder »remfunctie«, zodat de rollator niet kan weggrollen. Verwijder het mandje en het tablet. Maak de vouwbeveiliging onder de zitting los, door uw hand door de opening in de zitting te steken. Hef vervolgens de rode hendel onder de zitting op en trek beide omhoog. Daarbij wordt de rollator opgevouwen. U heeft de rollator volledig opgevouwen, wanneer voor- en achterwiel bijna parallel naast elkaar staan (afb. 11).



afb. 10




afb. 11


Rem

De ingebouwde rem functioneert als bedrijfsrem voor het afremmen tijdens het gebruik. Terwijl de rollator gestald wordt, kan de parkeerrem gebruikt worden.

1. De snelheid wordt verminderd door de remhefboom naar boven aan te trekken (afb. 13).
2. De parkeerrem wordt door het omlaag duwen van de remhefboom geactiveerd totdat hij vastklikt (afb. 12).
3. De vergrendeling van de parkeerrem wordt teniet gedaan doordat de remhefboom naar boven getrokken wordt.
4. De rollator mag niet met aangetrokken bedrijfs- of parkeerrem verschoven worden. Wordt de rollator met een aangetrokken bedrijfs- of parkeerrem verschoven, dan kunnen banden en remmen in zeer ruime mate verslijten en kan de werking daarvan in negatieve zin beïnvloed worden.
5. Controleer regelmatig de remfunctie. Wij adviseren een controle telkens voordat de rollator gebruikt wordt. De rollator mag niet met beschadigde remmen of beschadigde wielen gebruikt worden.



afb. 12




afb. 13

Reminstelling (afb. 14)

Bij een afnemende remkracht door slijtage van de wielen kan het remblok afgesteld worden. De rem moet zodanig ingesteld worden, dat beide wielen gelijkmatig afremmen. De afstand tussen remblok en wieloppervlak dient ca. 2-3,5 mm te bedragen. Na een vervanging van de wielen moet de reminstelling eveneens nagekeken en, al naar behoefte, opnieuw afgesteld worden.

1. Draai de contraoer los.
2. Stel de remkracht in doordat u de kabelspanner naar binnen of naar buiten draait.
3. Controleer de remfunctie doordat u de wielen draait en de remhefbomen bedient. De wielen dienen vrij te draaien, maar bij het remmen onmiddellijk te stoppen. Bij een vastgezette rem mogen de wielen niet beginnen te bewegen.
4. Draai de contraoer weer vast aan.
5. Ingeval van onzekerheden adviseren wij, u voor de correcte instelling van de rem tot uw dealer te richten.



afb. 14

Mandje

Het mandje biedt de mogelijkheid om uw boodschappen comfortabel te transporteren. U kunt hem met de haak aan de dwarsstang onder de zitting ophangen. Met de onderkant ligt hij op de voorste dwarsstang (afb. 9).

Let op: Gebruik het mandje uitsluitend voor het transport van voorwerpen en doet u er niet teveel in (max. 15 kg)!

Blad

Met de kleine voetjes onder het blad kan het in de gaten van de zitting bevestigd worden. Het blad is uitsluitend bestemd voor het neerleggen van kleine voorwerpen. Geen hete, zware of scherpe voorwerpen op het blad leggen.

Let op: Het blad niet als zitting gebruiken!

Rugleuning


De rugleuning kunt u in de buisopzetstukken aan de voorkant van de rollator steken. Met de bijgevoegde clips kunt u ze fixeren (afb. 5-8).

De rugleuning dient ter ondersteuning bij het zitten en maakt een gemakkelijke zithouding tijdens de rustpauze mogelijk. Leun er a.u.b. altijd langzaam en gelijkmatig tegenaan. Hang er a.u.b. geen jaszjes of tassen overheen.

Algemene verzorging en reiniging

Rollator

Houd de rollator vrij van vuil om hem functioneel te houden. De rollator kan worden gereinigd met lauw water, neutrale commerciële en huishoudelijke reinigingsmiddelen en een zachte doek om het vuil te verwijderen, en vervolgens worden afgespoeld en gedroogd. Er mag geen water in de leidingen komen. Na het schoonmaken of na de regen droogt u de rollator grondig af met een droge, schone doek. Maak ook de remblokken en veren regelmatig schoon. Gebruik geen schurende, bijtende of blekende reinigingsmiddelen. Gebruik geen metalen borstels of andere scherpe schoonmaakmiddelen voor het reinigen. Verdere reinigingsinstructies voor hergebruik en voor het wisselen van patiënten zijn te vinden onder het Hygiëneplan. Gebruik de rollator niet bij temperaturen van minder dan $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ en meer dan $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Hergebruik

Het rollator is geschikt om opnieuw gebruikt te worden. Het dient in overeenstemming met de aanwijzingen gereinigd en ontsmet te worden. Bovendien dient het door de gespecialiseerde handel op beschadigingen onderzocht en dan voor hergebruik vrijgegeven te worden. Vraag onze hygiëne- en onderhoudsinstructies op.

Voor een regelmatige verzorging en onderhoud van het product vindt u hierna een onderhoudstabel en een hygiëneplan:

Onderhoudstabel	
Wanneer	
Telkens vóór hergebruik	
Wat	In acht te nemen
Controle van de algemene toestand Visuele controle van alle frameonderdelen met inbegrip van de lasnaden op vervorming, beschadiging, slijtage en corrosie.	Bij vaststelling van gebreken vervangt u de betreffende productonderdelen.
Controle van de handgrepen door visuele controle en draaipoging	Bij vaststelling van beschadigde of niet meer vast met het frame verbonden handgrepen moet er een vervanging plaatsvinden.
Controle van bandenprofiel en kogellager	Bij vaststelling van slijtage of barsten moet er een vervanging van de wielen uitgevoerd worden.
Controle van de opvouwbeveiliging	Wanneer er vastgesteld wordt dat de werking van het klapmechanisme minder efficiënt is, moet het gerepareerd of vervagen worden.
Controle van de verbindingselementen op vaste zitting	Bij vaststelling van losgeraakte of ontbrekende schroeven, moeren, klinknagels etc. moeten deze vast aangedraaid/-getrokken, gecompleteerd resp. vervangen worden.
Functionele controle van de reminstallatie Bedrijfsrem tot aan de aanslag bedienen. De wielen mogen zich bij een krachtige verschuiving niet meer draaien. Parkeerrem vastzetten doordat de remhefbomen naar beneden gedrukt worden totdat ze vastklikken. De wielen mogen nu bij een krachtige verschuiving niet meer draaien.	Bij een defecte rem moet er een controle van remspeling, remkabels, remblokjes en wielen en eventueel een vervanging van het defecte productonderdeel plaatsvinden.

Laat uw rollator regelmatig door uw vakhandelaar onderhouden. Hij kan eventuele slijtage vaststellen en eventueel bouwonderdelen vervangen. Wanneer u bij de regelmatige controle van de remkracht van de remmen van uw Rollator fouten opvallen, dan dient u zich onmiddellijk in vertrouwen tot uw vakhandelaar te wenden.

Hygiëneplan

De rollator moet worden gereinigd en gedesinfecteerd voor elk hergebruik of voor elke patiëntwissel. De desinfectie van de rollator mag alleen worden uitgevoerd door een specialist.

Ontsmetting/reiniging

1. Trek beschermende handschoenen en, indien nodig, beschermende kleding (wegwerpschort, mond- en neusbeschermer, enz.) aan voordat u de rollator voorbereidt.
2. Altijd eerst schoonmaken, dan desinfecteren.
3. Om eventueel vuil te verwijderen, kan de rollator worden gereinigd met lauw water, neutrale, commerciële en huishoudelijke reinigingsmiddelen en een zachte doek, en vervolgens worden afgespoeld en gedroogd. Er mag geen water in de leidingen komen. Maak ook de remblokken en de veren schoon. Gebruik geen schurende, bijtende of blekende reinigingsmiddelen. Gebruik geen metalen borstels of andere scherpe schoonmaakmiddelen voor het reinigen. Spoel de rollator na gebruik van reinigingsmiddelen grondig af met schoon water. Voor het desinfecteren mogen er geen resten van reinigingsmiddelen op het oppervlak aanwezig zijn. Na het reinigen droogt u de rollator af met een droge, schone doek.
4. Veeg of besproei de rollator met een door DGHM/VAH genoemd desinfectiemiddel (volg de instructies van de fabrikant). Desinfectiemiddelen die chloor of fenol bevatten en schoonmaakmiddelen op basis van azijn mogen niet worden gebruikt. Nadat het desinfectiemiddel is ingeweekt, droogt u de rollator af met een droge, schone doek. De rollator na de reiniging met een droge, schone doek nadrogen. De rollator na de reiniging met een droge, schone doek nadrogen.

Opslag

Bewaar de rollator afgedekt op een droge, tegen contaminatie en licht beschermde plaats. Niet in de nabijheid van hittebronnen opbergen. Nadat de rollator klaar voor gebruik gemaakt of als hij gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, beschermt u hem tegen vervuiling of verontreiniging. ☂ ☀

Verwijdering

Gooi de rollator niet gewoon samen met het normale huisvuil weg. Vraag vooraf het afvalverwerkend bedrijf in uw gemeente naar de vakkundig en milieuvriendelijke afvalverwijdering in uw regio.


Technische gegevens

Materiaal:

- Fram: aluminium (gepoedercoat)
- Wielen: Thermoplastisch rubber (TPR)
- Maten: 63 x 67 cm/63 cm (met rugleuning/zonder rugleuning) x 82,5–93,5 cm (B x D x H)
- Gevouwen maat: Breedte: ca. 63 cm
Lengte: ca. 50 cm (met rugleuning/zonder rugleuning)
Hoogte: ca. 95–108 cm
- Wielen: 19,3 x 3,1 cm
- Zithoogte: 55 cm
- Affand tussen de Schuifgreepen: 43,5 cm
- Gewicht: 6,5 kg (zonder accessoires)
Mandje: 0,6 kg; Blad: 0,3 kg; rugleuning: 0,3 kg
- Keerkring: 84 cm
- Max. draaglast: 120 kg


Mandja


- Materiaal: gecoate draad
- Maten: 40,5 x 26,5 x 17 cm (B x D x H)
- Max. draaglast: 15 kg

 Dit product voldoet aan de verordening 2017/745/EU betreffende medische producten en draagt een CE-markering.



Indien het in verband met dit medische product tot een ernstig incident komt, contacteert u de fabrikant van dit product per e-mail info@russka.de en tevens de bevoegde autoriteit in uw land.

 Fabrikant: Ludwig Bertram GmbH
Im Torfstich 7
30916 Isernhagen
Duitsland, www.russka.de

 Albo-Healthcare GmbH
CHRN-AR-20001306
Alte Steinhäuserstrasse 19
6330 Cham, Zwitserland